

AIRFLOW® PULVER GUIDE

► Die EMS Prophylaxepulver werden in eigener Herstellung produziert. Daneben führt EMS zwei eigene Chemielaboratorien in Deutschland und der Schweiz. Mit 35 Jahren klinischer Forschung, Prüfung, wissenschaftlichen Studien und Millionen behandelter Patienten, empfiehlt EMS die folgenden zwei Pulver für 100 % aller klinischen Fälle.

EMPFOHLEN



WEITERE EMS PULVER

Name	PLUS	COMFORT	SOFT	PERIO
Ref.	DV-082	DV-048	DV-071	DV-070
Geschmack	NEUTRAL	ZITRONE/LEM MINZE/MIN KIRSCH/CHE NEUTRAL/NEU	NEUTRAL	NEUTRAL
Zusammensetzung	ERYTHRITOL	NATRIUM BIKARBONAT	GLYCIN	GLYCIN
Partikelgrösse	~14µm	~40µm	~65µm	~25µm
pH	~7	~8.1	~6	~6
Zahn	Verfärbungen und junger Zahnstein	✓	✓	✗
	Schmelz	✓	✓	✓
	Weisse Flecken auf dem Schmelz	✓	✗	✗
	Grübchen und Fissuren	✓	✗	✗
Zahnfleisch	Dentin	✓	✗	✓
	Zahnfleisch	✓	✗	✓
	Zunge und Gaumen	✓	✗	✓
Restauration	Hybridkomposit	✓	✗	✓
	Glassionomerzement	✓	✗	✓
Implantat	und periimplantäres Weichgewebe	✓	✗	✓
Kieferorthopädie	Brackets und Apparaturen	✓	✗	✓



Sogenannte „EMS - kompatible Pulver“ einiger Fremdhersteller können Zähne wie auch die EMS Geräte beschädigen. Rechts abgebildet ein mit „kompatiblem“ Pulver beschädigtes AIRFLOW® Handstück.

- Verwenden Sie mit EMS Geräten nur original EMS Pulver.
- Die Verwendung nicht von EMS autorisierter Pulver führt zu einem Verlust der Garantie im Schadenfall.

