

PREMIUM 3.0 ΥΠΟΟΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ → Με το AIR-FLOW[®] handy 3.0



ΤΙΜΗ **1.750€***

Διαθέσιμο για συνδέσμους:
Sirona, KaVo, W&H, Bien-Air,
Midwest, Castellini, NSK

*

Public

100€

**Δωροεπιταγή
ΜΕ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ
PUBLIC ΑΞΙΑΣ 100€**

με τη δράση της >
AIR-FLOW[®] PLUS

Η νέα πρωτοποριακή σκόνη
PLUS με βάση την Ερυθριτόλη
για άνετη, ανώδυνη και
αποτελεσματική θεραπεία!



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΑ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΣΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΣ **1 ΔΩΡΕΑΝ** ΕΡΓΑΛΕΙΟ με την αγορά 5 εργαλείων


ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

5 ΑΝΕΣΗ

Άνετη & γρήγορη αφαίρεση
της τρυγίας & των βακτηρίων

4 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Η θεραπεία είναι ελάχιστα
επεμβατική λόγω του
ανατομικού σχεδιασμού των
εργαλείων



"I FEEL
GOOD"

ΚΛΙΝΙΚΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
PIEZON®

1 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Εύκολη πρόσβαση στα σημεία
που απαιτεί η θεραπεία

2 ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ I

ACOUSTIC STREAMING

Τα κύματα των υπερήχων
έχουν διαπιστωμένη
αντιβακτηριακή δράση


3 ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ II

CAVITATION (ΣΠΗΛΛΙΩΣΗ)

Οι φυσαλίδες που δημιουργούνται από την ταλάντωση του εργαλείου καταπολεμούν
με το οξυγόνο που αποδεσμεύουν τα αναερόβια βακτήρια του περιοδοντίου

**Όλα τα κλινικά πλεονεκτήματα χάνονται
όταν η φθορά των εργαλείων ξεπεράσει τα 2 χιλ.**


2 χιλ. κοντύτερο άκρο → 50% μεγαλύτερος χρόνος θεραπείας
3,6 χιλ. κοντύτερο άκρο → διπλάσιος χρόνος θεραπείας + πόνος για τον ασθενή!



ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ!



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ!

ΑΓΟΡΑΣΤΕ **5** ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΣΚΟΝΗ AIR-FLOW® CLASSIC ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ **1** ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΣΚΟΝΗ AIR-FLOW® **ΔΩΡΕΑΝ**



Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ → **PIEZON[®] 250 Led[®]**

*** Public**
100€ Δωροεπιταγή
ΜΕ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ
PUBLIC ΑΞΙΑΣ 100€

ΤΙΜΗ **2.069€***



→ ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟ FINGER-TIP
POWER CONTROL



reddot design award

Φιάλη ταχείας σύνδεσης
350ml και 500ml

Εύκολος
έλεγχος ισχύος
με λειτουργία
on/off

Αυθεντικά εργαλεία **EMS**
Swiss Instruments με
κλειδί CombiTorque[®]

Χειρολαβή
Original
Piezon[®] LED

Εργονομικό
στήριγμα
χειρολαβής

Κορδόνι
χειρολαβής
με ταχυσύνδεσμο

Αντλία υγρού
μεγάλης διάρκειας
ζωής με κάλυμμα

Ρυθμιστής ακριβείας
ροής υγρού με
δυνατότητα για ξηρή
εργασία

Ζώνη μέτριας
ισχύος για
περιοδοντική
θεραπεία

Ένδειξη για
λειτουργία
Perio

Φωτεινή
ένδειξη
ισχύος LED

20% πιο ισχυρό
αλλά και πιο
αθόρυβο σε σχέση
με τα προηγούμενα
μοντέλα χάρις το νέο
ηλεκτρονικό

Αυθεντική
τεχνολογία
EMS Piezon[®]

**"I FEEL
GOOD"**